



Cushions Benefits

Nubolo® is specialized in smart cushions designed for Pressure Ulcers (PU) prevention.

Nubolo® es especialista en cojines inteligentes especialmente diseñados para la prevención de úlceras por presión.

Nubolo® est le spécialiste en coussins intelligents spécialement conçus pour la prévention d'escarres.



MAXIMAL STABILITY
Anatomic area divisions and higher perimeter

MÁXIMA ESTABILIDAD
División anatómica de zonas y perímetro de la base más alto

STABILITÉ MAXIMALE
Division anatomique de zones et périmètre de la base plus élevé



CUSTOMIZATION
Personalized pressures with Nubolo® | Med

PERSONALIZACIÓN
Presión a medida por zonas con el modelo Nubolo® | Med

PERSONNALISATION
Pressions sur mesure grâce au modèle Nubolo® | Med



CONTROL UNIT
Programmed and alternate air injection in each area

UNIDAD DE CONTROL
Inyección de aire en cada zona de forma programada y alterna

UNITÉ DE CONTRÔLE
Injection d'air programmée et alternée dans chaque zone



DURABILITY
Air cells easily replaced (removable)

USABILIDAD
Celdas de aire de fácil recambio (extraíbles)

DURABILITÉ
Cellules d'air facilement remplaçables (extractibles)



MASSAGE
Constant blood activation

MASAJE
Activación sanguínea constante

MASSAGE
Activation sanguine constante

MAIN FUNCTIONS



nubolo® connect

PHONE APP


- Control your cushion at anytime
- Receive security alerts
- Keep informed of our latest news

APP MÓVIL

- Controla tu cojín en todo momento
- Recibe alertas de seguridad
- Mantente actualizado

APP TÉLÉPHONIQUE

- Contrôlez votre coussin à tous moments
- Recevez les alertes de sécurité
- Soyez au courant de nos dernières actualités



www.nubolo.com
info@nubolo.com
T +34 972 67 70 95

Ctra N-260 km 41 · Pol. La Timba, 1
E17742 Avinyonet de Puigventós
Girona (Spain)



Innovation
in anti
decubitus
cushions

www.nubolo.com

Fundació
Isidre
Esteve

okm®
QUÍMICA ORTOPÉDICA SL

Fundació
Isidre
Esteve

okm®
QUÍMICA ORTOPÉDICA SL

www.nubolo.com



Nubolo® | Cell is a static stabilizer cushion divided in 4 different areas to prevent Pressure Ulcers (PU) for people who spend long hours seated.



Nubolo® | Cell es el modelo de cojín estático con división de 4 zonas para prevenir la aparición de úlceras por presión (UPP) en personas con sedestaciones largas.

Nubolo® | Cell est un coussin statique stabilisateur, divisé en 4 zones, pour prévenir l'apparition d'escarres chez les personnes qui passent de longues heures assises.

HOW DOES IT WORK?

Different pressures in the 4 independent areas according to the user's specific needs avoid dangerous overpressures. Air pumping is done with a manual manometer.

Nubolo® | Cell offers greater stability thanks to its higher cells perimeter.

COMO FUNCIONA

Nubolo® | Cell permite regular las presiones de cada una de las 4 zonas de forma personalizada en función de las necesidades del usuario y, de este modo, evita sobrepresiones de riesgo. El inflado se realiza con una bomba de aire manual con un manómetro. Nubolo® | Cell ofrece una mejor estabilidad gracias a su perímetro de células de aire más alto.


COMMENT ÇA MARCHE?

Les différentes pressions des 4 zones indépendantes configurées selon les besoins spécifiques de chaque utilisateur permettent d'éviter les surpressions dangereuses. Le gonflage se réalise avec un manomètre manuel.

Nubolo® | Cell offre une meilleure stabilité grâce à son périmètre de cellules d'air plus élevé.



Base divided in 4 areas
Base dividida en 4 áreas
Base divisée en 4 zones



Nubolo® | Pro is a revolutionary dynamic and alternate air cells cushion, divided in 4 areas, to prevent Pressure Ulcers (PU) for people who spend long hours seated.



Nubolo® | Pro es la propuesta revolucionaria de cojín de aire dinámico, con división de 4 zonas, para prevenir las úlceras por presión (UPP) en personas con sedestaciones largas.

Nubolo® | Pro est un coussin à cellules d'air dynamique, révolutionnaire, divisé en 4 zones pour prévenir l'apparition d'escarres chez les personnes qui passent de longues heures assises.

Base divided in 4 areas
Base dividida en 4 áreas
Base divisée en 4 zones



HOW DOES IT WORK?

Nubolo® | Pro creates a massage effect that activates blood flow thanks to its dynamic air cells divided in 4 areas.

Thanks to the mobile App you can choose between different programs adapting to each situation: static moments (work, tv, etc), everyday moderated activity, and active moments (sports, etc).

COMO FUNCIONA

Nubolo® | Pro crea un efecto masaje que favorece la nutrición de los tejidos gracias al dinamismo de aire entre las 4 zonas.

Gracias a la app móvil controla los diferentes programas adaptados a cada situación: momentos estáticos (trabajo, tv, etc), momentos cotidianos con actividad moderada y momentos activos (deporte, etc).

COMMENT ÇA MARCHE?

Nubolo® | Pro crée un effet massage qui favorise la nutrition des tissus grâce au dynamisme d'air entre les 4 zones.

Grâce à l'application mobile vous pouvez contrôler les différents programmes adaptés à chaque situation: moments statiques (travail, tv, etc), moments quotidiens à activité modérée et moments actifs (sport, etc)




Nubolo® | Med is a revolutionary dynamic and alternate air cells cushion divided in 8 areas following each user's specific needs. Ideal for people with high risk of developing PU.



Nubolo® | Med es la propuesta revolucionaria de cojín de aire dinámico y personalizado en sus 8 zonas según las necesidades específicas de cada usuario. Ideal para personas con riesgo alto de padecer UPP.

Nubolo® | Med est un coussin à cellules d'air dynamique, révolutionnaire, et personnalisé selon les besoins spécifique de chaque utilisateur. Divisé en 8 zones il est idéal pour prévenir l'apparition d'escarres chez les personnes à haut risque.

Base divided in 8 areas
Base dividida en 8 áreas
Base divisée en 8 zones



HOW DOES IT WORK?

Nubolo® | Med creates a massage effect that activates blood flow following medical recommendation of personalized pressures. Nubolo® | Med is adjusted by your trusted specialist. You can achieve localized treatment for PU, control it medically and evolve the treatment. Functions and warnings are controlled by mobile App to ensure more efficiency.

COMO FUNCIONA

Nubolo® | Med ejerce un efecto masaje alterno en las zonas de apoyo en función de las presiones personalizadas recomendadas por su especialista. Nubolo® | Med permite un tratamiento evolutivo, localizado y controlado para asegurar una mejor prevención de las UPP. Para un mayor control, siga el correcto funcionamiento a través de la App móvil y reciba avisos de seguridad.

COMMENT ÇA MARCHE?

Nubolo® | Med exerce un effet massage alterné sur les zones d'appui en fonction des pressions personnalisées recommandées par votre spécialiste. Nubolo® | Med permet un traitement évolutif, localisé et contrôlé afin d'assurer une meilleure prévention contre les escarres. Grâce à l'application téléphonique vous pourrez suivre le fonctionnement du coussin et être averti en cas de problèmes.

NUBOLO® | CELL INCLUDES

- Air cell cushion divided in 4 areas
Cojín de alvéolos de aire 4 zonas
Coussin à cellules d'air 4 zones
- Protective cover with handle
Funda protectora con asa de transporte
Housse protectrice avec hanse
- Manual pump with manometer
Bomba manual con manómetro
Bombe manuelle avec manomètre
- User's guide
Manual de usuario
Manuel d'utilisateur
- Warranty
Garantía
Garantie
- Nubolo® sticker
Adhesivo Nubolo®
Autocollant Nubolo®

REFERENCES	DIMENSIONS (cm) Width x Depth Ancho x Profundo	PERIMETER (mm) Height Altura	INTERIOR (mm) Height Altura
M1003840A	38 x 40	100	75
M1003840B	38 x 40	75	75
M1004040A	40 x 40	100	75
M1004040B	40 x 40	75	75
M1004042A	40 x 42	100	75
M1004240A	42 x 40	100	75
M1004242A	42 x 42	100	75
M1004242B	42 x 42	75	75
M1004046A	40 x 46	100	75
M1004046C	40 x 46	100	100
M1004048A	40 x 48	100	75
M1004048C	40 x 48	100	100
M1004246A	42 x 46	100	75
M1004246C	42 x 46	100	100
M1004248A	42 x 48	100	75
M1004248C	42 x 48	100	100

NUBOLO® | PRO INCLUDES

- Air cell cushion divided in 4 areas
Cojín de alvéolos de aire 4 zonas
Coussin à cellules d'air 4 zones
- Protective cover with handle
Funda protectora con asa de transporte
Housse protectrice avec hanse
- Control Unit
Unidad de Control (UC) integrada
Unité de Contrôle
- External charging battery
Batería externa recargable
Batterie externe rechargeable
- Battery charger. Cargador de batería
Chargeur de batterie
- User's guide. Manual de usuario
Manuel d'utilisateur
- Warranty. Garantía. Garantie
- Nubolo® sticker. Adhesivo Nubolo®
Autocollant Nubolo®

REFERENCES	DIMENSIONS (cm) Width x Depth Ancho x Profundo	PERIMETER (mm) Height Altura	INTERIOR (mm) Height Altura
M2003840A	38 x 40	100	75
M2004040A	40 x 40	100	75
M2004042A	40 x 42	100	75
M2004240A	42 x 40	100	75
M2004242A	42 x 42	100	75
M2004242B	42 x 42	75	75
M2004046A	40 x 46	100	75
M2004046C	40 x 46	100	100
M2004048A	40 x 48	100	75
M2004048C	40 x 48	100	100
M2004246A	42 x 46	100	75
M2004246C	42 x 46	100	100
M2004248A	42 x 48	100	75
M2004248C	42 x 48	100	100

NUBOLO® | MED INCLUDES

- Air cell cushion divided in 8 areas
Cojín de alvéolos de aire 8 zonas
Coussin à cellules d'air 8 zones
- Protective cover with handle
Funda protectora con asa de transporte
Housse protectrice avec hanse
- Control Unit
Unidad de Control (UC) integrada
Unité de Contrôle
- Charging battery. Batería recargable integrada. Batterie rechargeable
- Battery charger. Cargador de batería
Chargeur de batterie
- User's guide. Manual de usuario
Manuel d'utilisateur
- Warranty. Garantía. Garantie
- Nubolo® sticker. Adhesivo Nubolo®
Autocollant Nubolo®

REFERENCES	DIMENSIONS (cm) Width x Depth Ancho x Profundo	PERIMETER (mm) Height Altura	INTERIOR (mm) Height Altura
M3003840X	38 x 40		
M3004040X	40 x 40		
M3004042X	40 x 42		
M3004240X	42 x 40		
M3004242X	42 x 42		
M3004046X	40 x 46		
M3004048X	40 x 48		
M3004246X	42 x 46		
M3004248X	42 x 48		

Follow prescription