




Base divided in 4 areas  
Base dividida en 4 áreas  
Base divisée en 4 zones



Nubolo® | Cell is a static stabilizer cushion divided in 4 different areas to prevent Pressure Ulcers (PU) for people who spend long hours seated.

LOW risk of PU

Nubolo® | Cell es el modelo de cojín estático con división de 4 zonas para prevenir la aparición de úlceras por presión (UPP) en personas con sedestaciones largas.

Nubolo® | Cell est un coussin statique stabilisateur, divisé en 4 zones, pour prévenir l'apparition d'escarres chez les personnes qui passent de longues heures assises.



#### HOW DOES IT WORK?

Different pressures in the 4 independent areas according to the user's specific needs avoid dangerous overpressures. Air pumping is done with a manual manometer.

Nubolo® | Cell offers greater stability thanks to its higher cells perimeter.

#### COMO FUNCIONA

Nubolo® | Cell permite regular las presiones de cada una de las 4 zonas de forma personalizada en función de las necesidades del usuario y, de este modo, evita sobrepresiones de riesgo. El inflado se realiza con una bomba de aire manual con un manómetro.

Nubolo® | Cell ofrece una estabilización adicional con un perímetro de alvéolos ligeramente más altos.

#### COMMENT ÇA MARCHE?

Les différentes pressions des 4 zones indépendantes configurées selon les besoins spécifiques de chaque utilisateur permettent d'éviter les surpressions dangereuses. Le gonflage se réalise avec un manomètre manuel.

Nubolo® | Cell offre une meilleure stabilité grâce à son périmètre de cellules d'air plus élevé.


#### NUBOLO® | CELL INCLUDES

- Air cell cushion divided in 4 areas  
Cojín de alvéolos de aire 4 zonas  
Coussin à cellules d'air 4 zones
- Protective cover with handle  
Funda protectora con asa de transporte  
Housse protectrice avec hanse
- Manual pump with manometer  
Bomba manual con manómetro  
Bombe manuelle avec manomètre
- User's guide  
Manual de usuario  
Manuel d'utilisateur
- Warranty  
Garantía  
Garantie
- Nubolo® sticker  
Adhesivo Nubolo®  
Autocollant Nubolo®

REFERENCES	DIMENSIONS Height x Width (cm)	PERIMETER HEIGHT (mm)	INTERIOR HEIGHT (mm)
M1003840A	38 x 40	100	75
M1003840B	38 x 40	75	75
M1004040A	40 x 40	100	75
M1004040B	40 x 40	75	75
M1004042A	40 x 42	100	75
M1004240A	42 x 40	100	75
M1004242A	42 x 42	100	75
M1004242B	42 x 42	75	75
M1004046A	40 x 46	100	75
M1004046C	40 x 46	100	100
M1004048A	40 x 48	100	75
M1004048C	40 x 48	100	100
M1004246A	42 x 46	100	75
M1004246C	42 x 46	100	100
M1004248A	42 x 48	100	75
M1004248C	42 x 48	100	100



Base divided in 4 areas  
Base dividida en 4 áreas  
Base divisée en 4 zones



Nubolo® | Pro is a revolutionary dynamic and alternate air cells cushion, divided in 4 areas, to prevent Pressure Ulcers (PU) for people who spend long hours seated.

MEDIUM LOW risk of PU

Nubolo® | Pro es la propuesta revolucionaria de cojín de aire dinámico, con división de 4 zonas, para prevenir las úlceras por presión (UPP) en personas con sedestaciones largas.

Nubolo® | Pro est un coussin à cellules d'air dynamique, révolutionnaire, divisé en 4 zones pour prévenir l'apparition d'escarres chez les personnes qui passent de longues heures assises.

#### HOW DOES IT WORK?

Nubolo® | Pro creates a massage effect that activates blood flow thanks to its dynamic air cells divided in 4 areas.

Thanks to the mobile App you can choose between different programs adapting to each situation: static moments (work, tv, etc), everyday moderated activity, and active moments (sports, etc).


#### COMO FUNCIONA

Nubolo® | Pro crea un efecto masaje que favorece la nutrición de los tejidos gracias al dinamismo de aire entre las 4 zonas.

Gracias a la app móvil controla los diferentes programas adaptados a cada situación: momentos estáticos (trabajo, tv, etc), momentos cotidianos con actividad moderada y momentos activos (deporte, etc).



Base divided in 8 areas  
Base dividida en 8 áreas  
Base divisée en 8 zones



Nubolo® | Med is a revolutionary dynamic and alternate air cells cushion divided in 8 areas following each user's specific needs. Ideal for people with high risk of developing PU.

HIGH risk of PU

Nubolo® | Med es la propuesta revolucionaria de cojín de aire dinámico y personalizado en sus 8 zonas según las necesidades específicas de cada usuario. Ideal para personas con riesgo alto de padecer UPP.

Nubolo® | Med est un coussin à cellules d'air dynamique, révolutionnaire, et personnalisé selon les besoins spécifique de chaque utilisateur. Divisé en 8 zones il est idéal pour prévenir l'apparition d'escarres chez les personnes à haut risque.

#### HOW DOES IT WORK?

Nubolo® | Med creates a massage effect that activates blood flow following medical recommendation of personalized pressures. Nubolo® | Med is adjusted by your trusted specialist. You can achieve localized treatment for PU, control it medically and evolve the treatment. Functions and warnings are controlled by mobile App to ensure more efficiency.

#### COMO FUNCIONA

Nubolo® | Med ejerce un efecto masaje alterno en las zonas de apoyo en función de las presiones personalizadas recomendadas por su especialista. Nubolo® | Med permite un tratamiento evolutivo, localizado y controlado para asegurar una mejor prevención de las UPP. Para un mayor control, siga el correcto funcionamiento a través de la App móvil y reciba avisos de seguridad.

#### COMMENT ÇA MARCHE?

Nubolo® | Med exerce un effet massage alterné sur les zones d'appui en fonction des pressions personnalisées recommandées par votre spécialiste. Nubolo® | Med permet un traitement évolutif, localisé et contrôlé afin d'assurer une meilleure prévention contre les escarres. Grâce à l'application téléphonique vous pourrez suivre le fonctionnement du coussin et être averti en cas de problèmes.

#### NUBOLO® | MED INCLUDES

- Air cell cushion divided in 8 areas  
Cojín de alvéolos de aire 8 zonas  
Coussin à cellules d'air 8 zones
- Protective cover with handle  
Funda protectora con asa de transporte  
Housse protectrice avec hanse
- Control Unit  
Unidad de Control (UC) integrada  
Unité de Contrôle
- Charging battery. Batería recargable integrada. Batterie rechargeable  
Chargeur de batterie
- User's guide. Manual de usuario  
Manuel d'utilisateur
- Warranty. Garantía. Garantie
- Nubolo® sticker. Adhesivo Nubolo®  
Autocollant Nubolo®

REFERENCES	DIMENSIONS Height x Width (cm)	PERIMETER HEIGHT (mm)	INTERIOR HEIGHT (mm)
M3003840X	38 x 40	Follow prescription	
M3004040X	40 x 40		
M3004042X	40 x 42		
M3004240X	42 x 40		
M3004242X	42 x 42		
M3004046X	40 x 46		
M3004048X	40 x 48		
M3004246X	42 x 46		
M3004248X	42 x 48		

#### NUBOLO® | PRO INCLUDES

- Air cell cushion divided in 4 areas  
Cojín de alvéolos de aire 4 zonas  
Coussin à cellules d'air 4 zones
- Protective cover with handle  
Funda protectora con asa de transporte  
Housse protectrice avec hanse
- Control Unit  
Unidad de Control (UC) integrada  
Unité de Contrôle
- External charging battery  
Batería externa recargable  
Batterie externe rechargeable
- Battery charger. Cargador de batería  
Chargeur de batterie
- User's guide. Manual de usuario  
Manuel d'utilisateur
- Warranty. Garantía. Garantie
- Nubolo® sticker. Adhesivo Nubolo®  
Autocollant Nubolo®

REFERENCES	DIMENSIONS Height x Width (cm)	PERIMETER HEIGHT (mm)	INTERIOR HEIGHT (mm)
M2003840A	38 x 40	100	75
M2004040A	40 x 40	100	75
M2004042A	40 x 42	100	75
M2004240A	42 x 40	100	75
M2004242A	42 x 42	100	75
M2004242B	42 x 42	75	75
M2004046A	40 x 46	100	75
M2004046C	40 x 46	100	100
M2004048A	40 x 48	100	75
M2004048C	40 x 48	100	100
M2004246A	42 x 46	100	75
M2004246C	42 x 46	100	100
M2004248A	42 x 48	100	75
M2004248C	42 x 48	100	100





## Cushions Benefits

Nubolo® is specialized in smart cushions designed for Pressure Ulcers (PU) prevention.

Nubolo® es especialista en cojines inteligentes especialmente diseñados para la prevención de úlceras por presión.

Nubolo® est le spécialiste en coussins intelligents spécialement conçus pour la prévention d'escarres.



**MAXIMAL STABILITY**  
Anatomic area divisions and higher perimeter

**MÁXIMA ESTABILIDAD**  
División anatómica de zonas y perímetro de la base más alto

**STABILITÉ MAXIMALE**  
Division anatomique de zones et périmètre de la base plus élevé



**CUSTOMIZATION**  
Personalized pressures with Nubolo® | Med

**PERSONALIZACIÓN**  
Presión a medida por zonas con el modelo Nubolo® | Med

**PERSONNALISATION**  
Pressions sur mesure grâce au modèle Nubolo® | Med



**CONTROL UNIT**  
Programmed and alternate air injection in each area

**UNIDAD DE CONTROL**  
Inyección de aire en cada zona de forma programada y alterna

**UNITÉ DE CONTRÔLE**  
Injection d'air programmée et alternée dans chaque zone



**DURABILITY**  
Air cells easily replaced (removable)

**USABILIDAD**  
Celdas de aire de fácil recambio (extraíbles)

**DURABILITÉ**  
Cellules d'air facilement remplaçables (extractibles)



**MASSAGE**  
Constant blood activation

**MASAJE**  
Activación sanguínea constante

**MASSAGE**  
Activation sanguine constante

## nubolo® | connect

### PHONE APP


- Control your cushion at anytime
- Receive security alerts
- Keep informed of our latest news

### APP MÓVIL

- Controla tu cojín en todo momento
- Recibe alertas de seguridad
- Mantente actualizado

### APP TÉLÉPHONIQUE

- Contrôlez votre coussin à tous moments
- Recevez les alertes de sécurité
- Soyez au courant de nos dernières actualités




### MAIN FUNCTIONS



www.nubolo.com  
info@nubolo.com  
T +34 972 67 70 95

Ctra N-260 km 41 · Pol. La Timba, 1  
E17742 Avinyonet de Puigventós  
Girona (Spain)



Innovation  
in anti  
decubitus  
cushions



www.nubolo.com



www.nubolo.com